

# Accuread, la precisión cuenta

El único sistema portátil para el análisis de semen

Preciso

Adaptado a cada especie animal

Fácil de usar

De peso ligero

De bajo mantenimiento

Fácil de limpiar

Batería/100 a 240 V



Este fotómetro, transportable y de volumen reducido, puede funcionar tanto con corriente eléctrica de red como con batería. Lectura directa de la concentración gracias a un diodo emisor de luz (LED) combinado con una fibra óptica (ausencia de filtros, mayor precisión). El fotómetro Accuread da el resultado tanto en absorbancia como en concentración. Por otro lado, tiene una salida RS 232 para comunicación a PC o impresora.

L I D E R   M U N D I A L   E N   B I O T E C N O L O G I A S   D E   L A   R E P R O D U C C I O N

