

INRA Freeze®

1^{er} milieu prêt à l'emploi de congélation de la semence équine

INRA Freeze®:
Augmentez vos résultats de fertilité jusqu'à 70 % !

- Facilitez votre travail de labo - Prêt à l'emploi
- Réduisez vos coûts de transport du produit, à température ambiante
- Inhibez les risques de contamination - Stérile

INRA Freeze®:
Améliorez vos techniques de congélation !

- Meilleure protection de la semence grâce à l'association de l'INRA 96 et du plasma de jaune d'oeuf
- Résultats d'augmentation de fertilité publiés par l'INRA
- Facile d'emploi :
Kit contenant l'INRA 96 et le Maxifreeze comme milieux de centrifugation associés à l'INRA FREEZE comme milieu de congélation


NOUVEAU



INRA FREEZE®:

la preuve d'une augmentation importante de fertilité

Les travaux de recherche réalisés par l'INRA ont démontré qu'avec l'INRA Freeze les résultats de fertilité sont significativement augmentés comparé au dilueur traditionnel comme l'INRA 82



PILLET E.* et al., 2008.
Freezing stallion semen in INRA96® based extender improves fertility rates in comparison to INRA 82, Dairy Science and Technology, vol.88, n 2, p257-265.

PILLET E.* et al., 2009.
A new freezing extender for stallion semen to get high fertility rate: INRA Freeze.
Reward: Young Researcher, 60th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, Barcelona, August 2009.

Protocole : 154 cycles inseminés avec 8 paillettes (x 0,5ml).
= 400 millions de spermatozoïdes totaux/IA.
Motilité > 35% après décongélation
UNE SEULE INSÉMINATION À 30H APRÈS INDUCTION DE L'OVULATION

INRAFreeze®, le seul milieu de congélation de la semence équine

- Facile d'utilisation
- Facile à transporter
- Facile à stocker
- Et qui vous donne les meilleurs taux de fertilité



Pack Congélation équine

Ref 022110

Contient
INRA Freeze (2 x 120 ml)
INRA 96 (2 x 200 ml)
MAXIFreeze (20 ml)

WORLD LEADER IN REPRODUCTION BIOTECHNOLOGIES

