

Protégez votre savoir-faire !

Le plus fin des gants super sensitifs recommandé pour :

- insémination
- échographie
- gynécologie
- obstétrique
- transfert d'embryons



Plus de **sécurité** et de **souplesse**

Plus de **sensibilité** tactile par sa forme adaptée

Plus de **résistance** à l'élongation et à la déchirure grâce aux différentes couches de copolymère

Plus de **confort** de travail dû à la **finesse** du film

Atraumatique pour l'animal : soudure insensible et invisible !

Lien détachable pour un **maintien parfait** sur le bras

Fabrication française

LEADER MONDIAL EN BIOTECHNOLOGIES DE LA REPRODUCTION



Votre expertise est entre vos mains : protégez-les !



Insémination, gynécologie, échographie, collecte et transfert d'embryons, obstétrique...


Vous maîtrisez le geste technique, nous vous proposons un gant résistant qui ne s'allonge pas et ne se déchire pas. Il offre une sensibilité tactile accrue pour un meilleur confort de travail. Grâce à sa soudure invisible, il est atraumatique pour l'animal et garantit son bien-être.



Résistance et finesse (23 microns) sont obtenues grâce à une technologie innovante. 3 phases ultrafines de copolymères spécifiques (ci-contre une coupe au microscope électronique) sont agencées en un modèle géométrique particulier. Il en résulte une plus grande sensibilité du toucher tout en conservant la pleine sécurité du geste.



Le film est produit en salle blanche et la production des gants souscrit au process certifié ISO 9001:2000



TOUS NOS GANTS SUPER SENSITIFS SONT MUNIS D'UN LIEN DÉTACHABLE QUI ASSURE UN MAINTIEN PARFAIT SUR LE BRAS

Gant super sensitif transparent (L : 93 cm, finesse : 23 microns)
plié 1 x 1, boîte distributrice de 100

021085



Gant super sensitif transparent (L : 93 cm, finesse : 23 microns)
boîte distributrice de 100

021086



Pour plus de protection, également dans notre gamme :

Blouse (protection du corps, épaisseur 28 microns, L : 1370 mm)
17 paquets de 20

021096

Surbottes (protection du pied, épaisseur 80 microns)
500 paires

021099

B-Gel (pour échographies et inséminations)
6 flacons de 250 g

016235

