

Accuread 便携式精液密度仪

如果精确是您的追求，
Accuread 便携式精液密度仪就是您的首选

特性：

精确

检测速度快（5秒出结果）

根据品种进行相应设置

使用简便

重量轻

维护简单易行

易擦拭

电池、交流电两用
100至240伏）

RS232接口，可与打印机连接，
打印检测结果

简介：

Accuread 便携式精液密度仪体积小，使用电池或交流电作为其工作电源。

所测精液的密度可从液晶显示屏直接读取。

检测结果显示方式有透光率和直接检测密度两种。

RS232接口可与打印机连接，直接打印检测结果。



WORLD LEADER IN REPRODUCTION BIOTECHNOLOGIES



Phone (10)6448 1509 - Fax (+10)6428 2447 - imvchina@vip.sina.com

Mailbox: 100028-55 - Beijing, China - Zip code: 100028