

# Accuread: Wenn es um Präzision geht

Die einzig transportierbare Lösung für die Samenanalyse

Genau

Artspezifische Anpassung

Bedienerfreundlich

Leichtgewicht

Wartungsarm

Pflegeleicht

Batterie/100 bis 240 V



Kleiner und transportierbarer Spermienphotometer, Accuread läuft mit Wechselstrom und Batterie. Direkte Ablesung der Konzentration durch langlebigen Leuchtdiodenausgang kombiniert mit Glasfaseroptik (kein Filter). Zeigt auch Ergebnisse in direkter Konzentration oder Absorbierung an. RS 232 Stecker ermöglicht Ausdruck.

WELTMARKTFÜHRER IN REPRODUKTIONSTECHNOLOGIE



Phone +33 233 346 464 - Fax +33 233 341 198 - [www.imv-technologies.com](http://www.imv-technologies.com)