

Accuread : la précision compte

L'unique solution portable pour l'analyse de la semence

Précis

Adapté à chaque espèce

Facile d'emploi

Léger

Peu de maintenance

Entretien facile

Batterie et secteur 100 à 240 V



Portable et de faible encombrement, ce photomètre peut fonctionner sur secteur et batterie. Lecture directe de la concentration grâce à une LED combinée à une fibre optique (absence de filtre, plus précis). L'Accuread propose également les résultats en absorbance et en concentration. Il comporte en outre une prise RS 232.

LEADER MONDIAL EN BIOTECHNOLOGIES DE LA REPRODUCTION

