

# Accuread: la precisione e' importante

L'unica soluzione portatile per l'analisi del seme

Preciso

Impostazioni specifiche  
per ogni specie

Facile da utilizzare

Molto leggero

Poca manutenzione

Facile da pulire

Batteria/100 a 240 V



Fotometro per seme piccolo e portatile,  
Accuread funziona in AC ed a batteria.

Lettura diretta della concentrazione attraverso  
un display a LED di lunga durata combinato alle fibre ottiche (non filtrate).  
Visualizza i risultati della concentrazione diretta o della densita' ottica.  
Interfaccia RS 232 per la stampa.

LEADER MONDIALE NELLE BIOTECNOLOGIE RIPRODUTTIVE



Tel.: (39) 523 36 00 10 - Fax: (39) 523 38 07 23 - [www.imv-technologies.com](http://www.imv-technologies.com)