



[www.imv-technologies.com](http://www.imv-technologies.com)

**NOWOŚĆ!**

# alpha

Inseminacja o wysokim  
poziomie bezpieczeństwa

- Bezpieczeństwo
- Łagodność
- Zysk na czasie



# alpha

## Inseminacja o wysokim poziomie bezpieczeństwa



### Bezpieczeństwo

- **Dająca się zlokalizować głowica** zapewniająca jak najlepsze umieszczenie
- **Lepsze ściśnięcie słomki** wykluczające cofnięcie
- **Krystaliczny plastik**, optymalna czytelność nadruku nawet w głowicy
- **Dwa boczne wyjścia** wymagające mniejszej ilości płynów, co zapewnia lepszą higienę
- **Przezroczysta głowica**, optymalna widoczność płynów przy wyjmowaniu
- **Specyficzne wyłotczenie**, doskonałe trzymanie na pistolecie
- **Zwiększona elastyczność i sprężystość** końcówki pistoletu pomagająca w umieszczeniu

### Łagodność

- **Kulista, polerowana głowica**, lepsza penetracja szyjki oraz fałd macicy
- **Niezwykle gładka**, atraumatyczna

### Zysk na czasie

- **Wkładka obecna w końcówce**, umożliwiająca zysk na czasie podczas przygotowywania
- **Dwa boczne wyjścia** zapewniające dokładne zdeponowanie nasienia
- **Specyficzna przezroczystość**, doskonale odczytywanie kodu kreskowego
- **Ułatwione wprowadzanie** słomki do głowicy
- **Nie rozcięta**, zoptymalizowana do użycia z pistoletem Kombicolor i pistoletem spiralnym
- **Uniwersalna**, dostosowana do słomek 0,25 ml i 0,50 ml

### Zoptymalizowana do używania z pistoletem Kombicolor

- Inseminacja o 4 cm głębsza niż w przypadku wszystkich innych pistoletów
- **Niezwykle szybkie i bezpieczne zakładanie i zdejmowanie osłonki**
- **Szybka identyfikacja (5 kolorów)**
- **Komora przystosowana do słomek 0,25 ml i 0,50 ml**
- **Stal austenityczna 304L**, 18-10 zapewniająca długie lata użytkowania
- **Ułatwione czyszczenie**, zapewniające lepszą higienę
- **Made in France**



Ref. 024485

Opakowanie: torebka zawierająca 50 sztuk

Opakowanie zewnętrzne: karton zawierający 1500 sztuk



+ 33 (0) 233 346 464  
kontakt@imv-technologies.com



www.imv-technologies.com