

**Connected to**  
... REPRODUCTION BIOTECHNOLOGIES

# GoldenFix<sup>®</sup>

SOLUTION D'IA TOUT-EN-UN

- Meilleures performances de reproduction
- Gain de temps
- Meilleure conservation de la semence
- Fixation parfaite au col



## Meilleures performances de reproduction


	Nb de truies inséminées	Taux de mise bas	Nb de portées	Nb total de naissances par portée
IA traditionnelle	639	82,63 % <sup>[a]</sup>	528	12,16 <sup>[A]</sup>
GoldenFix®	616	84,70 % <sup>[a]</sup>	522	12,58 <sup>[B]</sup>
		<b>+2,11 %</b>		<b>+0,34</b>

[a] [A] [B] Les exposants différents indiquent des différences importantes (P < 0,05) dans la colonne

**Gain réalisé grâce à GoldenFix®** (sur la base de 300 truies) :  
 2,11 % x 300 truies x 25 porcelets x 45 € = 7 121,25 €  
 0,34 x 300 truies x 2,5 x 45 € = 1 164,375 €  
**Gain/an grâce à GoldenFix® : 18 765 €**


## Gain de temps

- Auto-insémination
- Reproduction plus rapide et de meilleure qualité
- Davantage de temps consacré à la qualité de la reproduction : détection des chaleurs et stimulation améliorées
- Solution adaptée aux cochettes et aux truies



Un élevage a gagné 158 heures de travail/homme en préférant Goldenfix® à l'IA traditionnelle

## Meilleure conservation de la semence



- Nouvelle barrière antioxygène en plastique intelligente
- 10 fois plus imperméable pour une meilleure conservation de la semence
- +5 points de motilité
- +8 points de protection contre l'oxydation

## Fixation parfaite au col

- Nouvelle tête à double sapin
- Sécurité améliorée
- Productivité améliorée

Fixation améliorée

