

Kombicolor: la taille compte !

4 cm plus long* que les pistolets conventionnels



Seulement 2 éléments

Fixation simplifiée de la gaine

Diamètre de collerette augmenté

Fabrication robuste en acier inoxydable

5 couleurs pour une identification plus facile

Chambre mixte pour paillettes fines et moyennes

*avec gaine

LEADER MONDIAL EN BIOTECHNOLOGIES DE LA REPRODUCTION



Tél. +33 233 346 464 - Fax +33 233 341 198 - www.imv-technologies.com

Kombicolor

À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE

Finis les rondelles mobiles ou perdues
Un usinage spécifique assure une fixation simplifiée de la gaine
Finition en acier inoxydable 18/10 pour des années d'utilisation
Nettoyage facile pour une hygiène parfaite

COMMENT ÇA MARCHE ?

Grâce à sa nouvelle fixation, toute la longueur de la gaine est optimisée pour des inséminations plus profondes

La collerette de maintien des doigts est de plus grand diamètre pour une meilleure préhension

Le Kombicolor doit être utilisé avec des gaines non fendues

QUELS SONT LES AVANTAGES ?

Gain de temps : montage et démontage de la gaine plus rapide

Chambre mixte pour paillettes fines et moyennes

5 couleurs au choix pour une identification rapide

