



Kombicolor: quando le dimensioni contano

4 cm più lunga delle pistolet per F.A. convenzionali*



Solo 2 pezzi

Aggancio facile delle guaine

Anello più grande per adattarsi meglio alle dita

Una sola pistolet per paillettes mini e medie

Disponibile in 5 colori per una miglior identificazione

Costruita interamente in acciaio inossidabile

*con guaina

LEADER MONDIALE NELLE BIOTECNOLOGIE RIPRODUTTIVE



Tel. (39) 523 36 00 10 - Fax (39) 523 38 07 23 - www.imv-technologies.com

Kombicolor

INNOVAZIONE AVANZATA

Non più anellini persi
Una parte specifica assicura la guaina e permette un aggancio e sgancio molto semplice
Il miglior acciaio inossidabile 18/10 permette un utilizzo per anni senza problemi
Facile da pulire per una perfetta igiene

COME FUNZIONA?

Grazie ad un nuovo fissaggio, l'intera lunghezza della guaina è ottimizzata per una inseminazione più profonda

Le dita vengono tenute a distanza da una flangia colorata

Da utilizzare con le guaine IMV non tagliate

QUALI SONO I BENEFICI?

Risparmio di tempo: aggancio e sgancio delle guaine più veloce

Una sola pistolet per paillettes mini e medie

Disponibile in 5 colori per una identificazione rapida e sicura

