

# MRS4: pour remplir et souder

Souple, ergonomique, silencieuse, facile d'emploi

Cadence : 15400 paillettes/heure

Ecran tactile facile d'emploi

Remplit et soude  
les paillettes 4 x 4

Facile à utiliser

Peu de maintenance

Facile à nettoyer



Reconnue pour la qualité de ses équipements,  
IMV vous permet d'atteindre un niveau inégalé  
dans le remplissage et la soudure des paillettes.  
Notre MRS4 est robuste, souple, silencieuse,  
ergonomique et facile d'emploi afin de répondre  
aux exigences des conditions d'utilisation  
de tout laboratoire moderne de production de semence

LEADER MONDIAL EN BIOTECHNOLOGIES DE LA REPRODUCTION



Tél. +33 233 346 464 - Fax +33 233 341 198 - [www.imv-technologies.com](http://www.imv-technologies.com)