

# Pistolet d'IA canine Osiris

Corps flexible non traumatisant

Ballonnet gonflable à l'extrémité de la sonde

Cathéter intérieur télescopique et flexible à bille

Usage unique

S'adapte à la plupart des chiennes



Evite tout risque de blessure

Plus besoin de speculum

Evite les reflux de semence

Induit les contractions vaginales

Permet le dépôt de la semence à l'entrée du cervix

LEADER MONDIAL EN BIOTECHNOLOGIES DE LA REPRODUCTION



Tél. +33 233 346 464 - Fax +33 233 341 198 - [www.imv-technologies.com](http://www.imv-technologies.com)