

Pistolet Osiris per la F.A. canina

Corpo flessibile non traumatico

Palloncino gonfiabile
nella parte finale della sonda

Catetere flessibile telescopico interno
con punta arrotondata

Monouso

Adatto a molte razze di cani

Evita ogni rischio di infortuni
Non necessità di speculum
Evita la fuoriuscita di seme
Induce le contrazioni vaginali
Permette di depositare il seme all'inizio della cervice

LEADER MONDIALE NELLE BIOTECNOLOGIE RIPRODUTTIVE



Tel. (39) 523 36 00 10 - Fax (39) 523 38 07 23 - www.imv-technologies.com