



# GTB 500

Facile automazione  
per allevamenti e centri  
di riproduzione di medie dimensioni



La GTB 500 è una macchina automatica per il riempimento e la saldatura di dosi di seme suino.

Grazie alla GTB 500, progettata per ridurre la dipendenza dalle competenze degli operatori e per rendere i processi più flessibili ai cambiamenti del personale, l'automazione è alla portata di tutti.

La GTB 500 è una soluzione certificata CE ed EMC realizzata per durare nel tempo, supportata in tutto il mondo dai 60 anni di esperienza globale di IMV Technologies.

## Riempimento preciso, qualità assicurata

La GTB 500 combina velocità, precisione e affidabilità per aiutare il vostro laboratorio ad aumentare la produttività, garantendo al contempo una qualità costante.

- Riempie e salda automaticamente le dosi, permettendo di risparmiare sulla manodopera e migliorare la produttività.
- Pompa peristaltica ( $\pm 1$  ml) per un dosaggio accurato e ripetibile, con massimizzazione dei risultati.
- Ingombro ridotto, adatto ai laboratori di piccole dimensioni.
- Compatibile con le nostre crystal bags di alta qualità (fino a 90 ml) per una saldatura sicura e maggiore tranquillità.
- Rilevatore di sacche per operazioni sicure e senza preoccupazioni.



Rilevatore di presenza di sacche



## Avvio facile, manutenzione semplice, assistenza costante

Fin dal primo giorno, il team potrà utilizzare con sicurezza la GTB 500.

- Plug and play con funzioni semplici e facili da utilizzare.
- Pulizia e manutenzione semplici, per un funzionamento quotidiano senza problemi.
- Formazione in loco o a distanza con supporto locale, quando necessario.

# Sicurezza certificata, fatta per durare nel tempo

Costruita secondo gli standard più elevati, la GTB 500 garantisce un funzionamento sicuro, affidabile ed efficiente in qualsiasi ambiente di laboratorio, limitando i tempi di inattività della produzione.



- La certificazione CE garantisce la sicurezza elettrica, l'integrità meccanica della macchina e la protezione dell'utente (IEC 61010-1:2010 + A1:2016).
- Certificato EMC (EN IEC 61326-1:2021) - Funzionamento affidabile in qualsiasi ambiente di laboratorio, senza interferenze elettromagnetiche.
- Prestazioni di lunga durata, supportate dall'esperienza e dalla comprovata affidabilità di IMV Technologies.



## Prodotti e materiali di consumo

**030366 GTB500**  
1570 x 770 x 600 mm  
55 kg  
110/220 V e 50-60 hertz  
Funziona con aria compressa  
Impostazione multilingue

**030371 Crystal bag**  
Fino a 90 ml  
6 rotoli da 250 sacche

## Accessori

**030389 Ago**



**030388 Tubo in silicone**



**030390 Pescante**



**028247 Dilbag da 3 litri**

**028246 Dilbag da 8,3 litri**



**005661 Caraffa graduata da 3 litri**

**005650 Caraffa graduata da 5 litri**





IMV TECHNOLOGIES. FOR LIFE.



IMV Technologies - Consociate

• IMV Technologies - Distributori



IMV Technologies - Sede di rappresentanza

#### Francia - Sede centrale



IMV Technologies  
ZI n°1 Est  
61300 L'Aigle



+33 2 33 34 64 64



[contact@imv-technologies.com](mailto:contact@imv-technologies.com)



[www.imv-technologies.com](http://www.imv-technologies.com)

#### Nord America



IMV Technologies USA  
9501 Louisiana Ave N, Suite 300  
Brooklyn Park, MN 55445



+1 763 488 1881



[contact@imvusa.com](mailto:contact@imvusa.com)



[www.imv-technologies.com](http://www.imv-technologies.com)

#### Brasile



IMV Technologies - Brasile  
Rua Matão, 115 - Villa Santana -  
Campinas - SP. CEP 13030-300



+55 (19) 2513-3444



[contato@imvbrasil.com.br](mailto:contato@imvbrasil.com.br)



[www.imv-technologies.com](http://www.imv-technologies.com)

#### Cina



IMV Technologies Cina  
Room 510, Building 1,  
NO.800, Naxian Road,  
Pudong District, Shanghai,  
201203 Cina



+86 21 50586918 o 50586948



[www.imvchina.com](http://www.imvchina.com)



[contact@imvchina.com](mailto:contact@imvchina.com)

#### India



IMV Technologies India  
(IMV India Pvt. Ltd.)  
Plot No 750 Phase V, Udyog Vihar  
Gurgaon 122016 (Haryana)



+91 124 4770707



[www.imvindia.com](http://www.imvindia.com)



[contact@imvindia.com](mailto:contact@imvindia.com)

#### Paesi Bassi



Nifa Technologies  
Pallasweg 22  
8938 AS Leeuwarden



+31 58 2123279



[www.nifa.nl](http://www.nifa.nl)



[info@nifa.nl](mailto:info@nifa.nl)



[www.imv-technologies.com](http://www.imv-technologies.com)