



GTB 500

Envasadora de sêmen
automática para granjas e centrais
de pequeno porte



A GTB 500 é um equipamento automático de enchimento e selagem para doses de sêmen suíno.

A GTB 500 é uma solução com certificação CE e EMC fabricada para durar e com suporte mundial dos 60 anos de experiência global da IMV Technologies.

Enchimento preciso, qualidade garantida

A GTB 500 combina velocidade, precisão e confiabilidade para ajudar seu laboratório a aumentar a produtividade e garantir uma qualidade consistente.

- Enche e sela automaticamente as doses, otimizando trabalho e melhorando o rendimento
- Bomba peristáltica (± 1 ml) para dosagem precisa e repetível, maximizando os resultados
- Tamanho compacto, ideal para laboratórios de granjas de pequeno porte
- Compatível com crystal bags de alta qualidade (até 90 ml) para selagem segura e tranquilidade
- Detector de bolsas para uma operação segura e sem preocupações



Detector
de presença
de bolsas



Fácil de instalar, pronta para usar. Tela intuitiva e suporte técnico IMV

Sua equipe pode operar a GTB 500 com confiança desde o primeiro dia.

- Plug and play com funções simples e fáceis de usar
- Limpeza e manutenção sem esforço, mantendo a operação diária sem problemas
- Treinamento no local ou remoto com suporte local sempre que necessário

Qualidade assegurada, alta durabilidade

Produzida de acordo com os mais altos padrões, a GTB500 garante uma operação segura, confiável e eficiente em qualquer ambiente de laboratório, limitando as pausas na produção.



- A certificação CE garante a segurança elétrica, a integridade mecânica e a proteção do usuário da máquina. (IEC 61010-1:2010 + A1:2011)
- Certificação EMC (EN IEC 61326-1:2021) - Operação confiável em qualquer ambiente de laboratório, livre de interferência eletromagnética
- Desempenho duradouro, apoiado pela experiência e confiabilidade comprovada da IMV Technologies



Produtos e Consumíveis

030366 GTB500
1570 x 770 x 600 mm
55 kg
110/220V e 50-60hertz
Funciona com ar comprimido
Configuração de vários idiomas

030371 Crystal bag
Até 90 ml
6 rolos de 250 sacos

Acessórios

030389 Agulha



030388 Tubo de silicone



030390 Peso



028247 Dilbag de 3 litros



028246 Dilbag de 8,3 litros

005661 Jarro de 3 litros

005650 Jarro de 5 litros





IMV TECHNOLOGIES. FOR LIFE.



Filiais da IMV Technologies



Distribuidores da IMV Technologies



Escritório de representação da IMV Technologies

Sede na França

📍 IMV Technologies
ZI n°1 Est
61300 L'Aigle

☎ +33 2 33 34 64 64

✉ contact@imv-technologies.com

🏠 www.imv-technologies.com

América do Norte

📍 IMV technologies USA
9501 Louisiana Ave N, Suite 300
Brooklyn Park, MN 55445

☎ +1 763 488 1881

✉ contact@imvusa.com

🏠 www.imv-technologies.com

Brasil

📍 IMV Technologies Brazil
Rua Matão, 115 - Vila Santana -
Campinas - SP CEP 13030-300

☎ +55 (19) 2513-3444

✉ contato@imvbrasil.com.br

🏠 www.imv-technologies.com

China

📍 IMV Technologies China
Sala 510, Edifício 1,
NO.800, Naxian Road,
Distrito de Pudong, Xangai,
201203 China

☎ +86 21 50586918 ou 50586948

✉ www.imvchina.com

🏠 contact@imvchina.com

Índia

📍 IMV Technologies Índia
(IMV India Pvt. Ltd.)
Lote n° 750 Fase V, Udyog Vihar
Gurgaon 122016 (Haryana)

☎ +91 124 4770707

✉ www.imvindia.com

🏠 contact@imvindia.com

Países Baixos

📍 Nifa Technologies
Pallasweg 22
8938 AS Leeuwarden

☎ +31 58 2123279

✉ www.nifa.nl

🏠 info@nifa.nl



www.imv-technologies.com