




BovIntel


L'échographie réinventée
La fertilité et la gestation au premier
plan pour des taux de conception
améliorés



Fertilité et gestation au premier plan

BovIntel révolutionne l'échographie en élevage en matière de diagnostic, de fertilité et de gestation. Il détecte, met en évidence et représente à l'écran les structures reproductrices, ce qui permet aux vétérinaires de déterminer précisément le stade du cycle.

Grâce au CFM et à l'IA, il aide à identifier les vaches non gestantes dès 20 jours (économisant jusqu'à 11 € par vache vide et par jour). Il améliore également la sélection des receveuses en transfert d'embryons. Enfin, Bovintel triple la vitesse et la précision de l'échographie avec la détection et la datation des embryons.



Qu'est ce que BovIntel ?

Exclusif à l'Easi Scan:Go, BovIntel est un simple ajout à l'application Go:Scan. Pendant que vous échographiez il va automatiquement :

- ✓ Identifier l'ovaire, le corps jaune, les follicules et les kystes à l'écran
- ✓ Mesurer la vascularisation du corps jaune
- ✓ Identifier l'embryon et calculer son âge
- ✓ Mettre en évidence et représenter en couleur les structures/l'embryon sur votre tablette ou votre BUG:Go
- ✓ Réaliser et afficher des mesures précises en mm, en % ou en jours



A qui s'adresse BovIntel ?



Vétérinaires salariés en clinique

- Accélérer le processus d'échographie jusqu'à 3 fois
- Améliorer les conseils aux clients en matière d'élevage
- Contribuer à l'augmentation de la productivité des exploitations laitières



Vétérinaires salariés en élevage

- Réduire les jours non productifs jusqu'à 18 jours
- Accélérer le processus d'échographie sur l'exploitation jusqu'à 3 fois
- Utiliser BovIntel comme «second avis» pour confirmer le diagnostic



Jeunes vétérinaires diplômés

- Améliorer la précision
- Renforcer la confiance dans l'interprétation des images échographiques
- Permettre aux nouveaux vétérinaires d'accéder rapidement à une pratique indépendante



Vétérinaires spécialisés en transfert embryonnaire


- Améliorer l'efficacité du transfert embryonnaire de 12%
- Réduire les pertes d'embryons et ainsi diminuer les coûts
- Bénéficier de mesures précises en un coup d'œil pour choisir les meilleures receveuses



Les utilisateurs d'Easi Scan:Go peuvent bénéficier d'un ESSAI GRATUIT de 90 jours de BovIntel via l'application Go:Scan.

Après votre essai gratuit, continuez à utiliser BovIntel via un abonnement.

Easi-Scan:Go™



Siège social

- Nos bureaux IMV Technologies
- Distributeurs principaux

Notre réseau mondial : plus de 120 distributeurs pour vous accompagner partout dans le monde

France

● **IMV Technologies Headquarters**
+33 2 33 34 64 64
61300 - L'Aigle
welcome@imv-technologies.com

IMV imaging

16000 - Angoulême
france@imv-technologies.com

Polyssem

78120 - Rambouillet
welcome@imv-technologies.com

The Netherlands

Leja
Nieuw-Vennep - 2153 GN - North Holland
info@leja.nl

NIFA Technologies
Leeuwarden - 8938 AS - Friesland
www.nifa.nl

Scotland

IMV Technologies UK
Bellshill - ML4 3NJ - North Lanarkshire

Spain

Imporvet
Barcelona - 08540 Centelles - Catalonia
inf@import-vet.com

United States

IMV Technologies USA
Brooklyn Park - 55445 - Minnesota
contact@imvusa.com

IMV Technologies USA
Rochester - 55901 - Minnesota
info@imvusa.com

Canada

Ro-main
Saint-Lambert-de-Lauzon
G0S 2W0 - Quebec
info@ro-main.com

Brazil

IMV Technologies Brazil
Campinas - 13030-300 - Sao Paulo
contato@imvbrasil.com.br

China

IMV Technologies China
201203 - Shanghai
contact@imvchina.com

Nelson Techno Medical Co
Changzhou - Jiangsu - China
contact@imvchina.com

India

IMV Technologies India
Mumbai - 122016 - Maharashtra
contact@imvindia.com

