



  
**Bov**Intel


**La ecografía re-imaginada**  
Poniendo la fertilidad y la gestación  
en el centro del éxito de la tasa de  
Concepción  
El futuro comienza aquí



## Fertilidad y gestación en foco

BovIntel revoluciona la ecografía en las granjas ganaderas para el diagnóstico de fertilidad y gestación. Detecta, resalta e identifica las estructuras reproductivas en pantalla, permitiendo a los veterinarios determinar con precisión la etapa del ciclo.

Con CFM e IA, ayuda a identificar vacas vacías a partir del día 20 (ahorrando 11 € por vaca vacía/día) y mejora la selección de receptoras para la transferencia de embriones (TE). Triplica la velocidad y la precisión del examen con la detección y la datación de embriones.



## ¿Qué es BovIntel?

Exclusivo para el Easi Scan:Go, BovIntel es un complemento sencillo de la aplicación Go:Scan. Mientras examinas, automáticamente:

- ✓ Identifica en pantalla el ovario, el cuerpo lúteo (CL), los folículos y los quistes
- ✓ Mide la vascularización del CL
- ✓ Identifica el embrión y calcula su edad
- ✓ Resalta e identifica en colores las estructuras/el embrión en tu tablet o BUG:Go
- ✓ Realiza y muestra mediciones precisas en mm, %, o días



## ¿Quién se beneficia de BovIntel?



### Veterinario que trabaja en clínica

- Acelerar el proceso de examen en la granjas ganaderas hasta 3 veces
- Perfeccionar las recomendaciones reproductivas a los clientes
- Contribuir al aumento de la productividad de las explotaciones de granjas ganaderas



### Veterinario que trabaja en granjas ganaderas

- Reducir hasta en 18 días el período no reproductivo
- Acelerar el proceso de examen en la granja hasta 3 veces
- Utilizar BovIntel como una segunda opinión para confirmar el diagnóstico



### Veterinarios recién graduados

- Mejorar la precisión
- Aumentar la confianza en la interpretación de imágenes de ultrasonido
- Acelerar la curva de aprendizaje y la seguridad en la toma de decisiones



### Veterinario de TE

- Mejorar la eficiencia de la TE en un 12 %
- Generar ahorro al reducir la pérdida de embriones de alto valor genético
- Obtener mediciones precisas de un vistazo para elegir las mejores receptoras



Los usuarios del Easi-Scan:Go pueden acceder a una **PRUEBA GRATUITA** de 90 días de BovIntel a través de el app Go:Scan.

Tras el período de prueba, continúa utilizando BovIntel mediante suscripción.

**Easi-Scan:Go™**



Nuestra red global: mas de 120 distribuidores que le apoyan en todo el mundo

- IMV Technologies oficinas
- Principales distribuidores

#### France

● **IMV Technologies Headquarters**  
+33 2 33 34 64 64  
61300 - L'Aigle  
welcome@imv-technologies.com

#### IMV imaging

16000 - Angoulême  
france@imv-technologies.com

#### Polyssem

78120 - Rambouillet  
welcome@imv-technologies.com

#### The Netherlands

**Leja**  
Nieuw-Vennep - 2153 GN - North Holland  
info@leja.nl

**NIFA Technologies**  
Leeuwarden - 8938 AS - Friesland  
www.nifa.nl

#### Scotland

**IMV Technologies UK**  
Bellshill - ML4 3NJ - North Lanarkshire

#### Spain

**Imporvet**  
Barcelona - 08540 Centelles - Catalonia  
inf@import-vet.com

#### United States

**IMV Technologies USA**  
Brooklyn Park - 55445 - Minnesota  
contact@imvusa.com

**IMV Technologies USA**  
Rochester - 55901 - Minnesota  
info@imvusa.com

#### Canada

**Ro-main**  
Saint-Lambert-de-Lauzon  
G0S 2W0 - Quebec  
info@ro-main.com

#### Brazil

**IMV Technologies Brazil**  
Campinas - 13030-300 - Sao Paulo  
contato@imvbrasil.com.br


#### China

**IMV Technologies China**  
201203 - Shanghai  
contact@imvchina.com

**Nelson Techno Medical Co**  
Changzhou - Jiangsu - China  
contact@imvchina.com

#### India

**IMV Technologies India**  
Mumbai - 122016 - Maharashtra  
contact@imvindia.com



www.imv-technologies.com