



IMAGo™

Conçu pour vous accompagner partout





La nouvelle génération d'échographes ImaGo pour le suivi de post partum et de fertilité ainsi que la gestation.

L'échographe ImaGo offre une précision inégalée et une grande simplicité d'utilisation.

Parfait pour le travail en itinérance

ImaGo est conçu pour les vétérinaires itinérants travaillant avec différentes espèces d'animaux. Son design robuste et portable ainsi que sa très bonne qualité d'image garantissent un suivi fiable et de qualité.

L'intuitivité de l'interface permet une prise en main simple et rapide.



Démarrage rapide et processus d'examen fluide


- Le format de l'écran et le choix de configurations spécifiques à chaque espèce assurent un démarrage rapide en seulement quelques minutes.



- Confort : la fixation au poignet ou en bandoulière et le poids léger (1,18 kg) réduisent la fatigue lors de longues journées et facilitent les examens. L'ImaGo démarre rapidement dès le début de l'examen, enregistrant automatiquement votre temps de travail sur l'exploitation.



- Sondes polyvalentes : sondes incurvées ou linéaires 128 éléments, adaptées aux différentes applications.



- La technologie Sound-Link assure la connexion avec des appareils mobiles et des lunettes connectées pour partager ou enregistrer les images, former des étudiants ou interagir avec les clients.




Conçu pour vous accompagner durablement



- La batterie longue durée et interchangeable offre jusqu'à 4 heures d'utilisation continue, rechargeable dans votre voiture grâce à la technologie Smart-Beam.

- La technologie Shield-Tech rend l'ImaGo entièrement étanche, conforme à la norme IP67, réduisant ainsi dommages et usure et garantissant la biosécurité lors du passage d'une exploitation à l'autre.



Souhaitez-vous vérifier les non-gestations dès 21 jours?

- Le mode Doppler couleur permet de détecter plus rapidement les vaches non gestantes, économisant jusqu'à 3.5€ par jour et par vache.

Une efficacité sur laquelle vous pouvez compter

- Interface simple et fonctionnalités innovantes pour améliorer votre quotidien, optimiser votre temps de travail et rester flexible.

“

Témoignage

“Nous pouvons immerger l'ImaGo complètement dans l'eau pour le nettoyer, cela contribue à la biosécurité et nous assure de ne pas transporter d'agents pathogènes d'une exploitation à une autre.”

Victoria White,
Vétérinaire, FarmVets
South West, Royaume-Uni





IMV TECHNOLOGIES. FOR LIFE.



Robert Cassou
Inventeur de la paille bovine

IMV Technologies
représentation locale

IMV Technologies
filiales

IMV Technologies
distributeurs



France HQ

IMV Technologies
ZI n°1 Est
61300 L'Aigle

+33 2 33 34 64 64
contact@imv-technologies.com
www.imv-technologies.com

North America

IMV technologies USA
9501 Louisiana Ave N, Suite 300
Brooklyn Park, MN 55445

+1 763 488 1881
contact@imvusa.com
www.imv-technologies.com

Brazil

IMV Technologies Brazil
R. Vitoriano dos Anjos, 1081
13041-317 Campinas-SP

+55 (19) 2513-3444
contato@imvbrasil.com.br
www.imv-technologies.com

China

IMV Technologies China
Room 510, Building 1,
NO.800, Naxian Road,
Pudong District, Shanghai,
201203 China

+86 21 50586918 or 50586948
www.imvchina.com
contact@imvchina.com

India

IMV Technologies India
(IMV India Pvt. Ltd.)
Plot No 750 Phase V, Udyog Vihar
Gurugram 122016 (Haryana)

+91 124 4770707
www.imv-technologies.in
contact@imvindia.com

The Netherlands

Nifa Technologies
Pallasweg 22
8938 AS Leeuwarden

+31 58 2123279
www.nifa.nl
info@nifa.nl



www.imv-technologies.com