

Connected to  
... PROTECTION

# Gant protège épaule

POUR UNE PROTECTION OPTIMALE




- Protection totale de l'épaule, du cou et de l'aisselle
- Idéal pour l'exploration et la fouille
- Haute résistance




# Gant protège épaule

POUR UNE PROTECTION OPTIMALE



## Protection totale de l'épaule et de l'aisselle

- Sangle de cou maintenant fermement le gant en place
- Protège contre les salissures excessives en l'absence de casaque
- Idéal pour les interventions vétérinaires (dystocie, avortement, césarienne, prolapsus, métrite, ultrasons...) ou les IA et les palpations répétées



### Réf. 029185- Gant protège épaule

Gants en polyéthylène

Épaisseur : 30 microns

Couleur rouge

Taille homme

Boîte de 50 gants

Paquet de 10 x 50 gants